



Pos. Art.Nr. Anz. Bezeichnung

|   |           |   |  |
|---|-----------|---|--|
| 1 | P2750-1S  | 1 | Sonnenkollektor SE                     |
| 2 | P2750-1W  | 1 | Wärmetauscher SE                       |
| 3 | P2751-1T  | 1 | Temperaturmesskammer                   |
| 4 | P2750-1T  | 1 | Umwälz-Membranpumpe                    |
| 5 | P2220-1A  | 3 | Thermometer graduiert,<br>-10...+110°C |
| 6 | C7445-3ST | 4 | Schlauch Silikon,<br>D=3/6mm, L=24 cm  |
| 7 | C6100-2A  | 1 | Kolbenprober 120 ml, KS                |

Aufbewahrung:

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 8 | P7906-5W | 1 | Boxeneinsatz Warmwasser,<br>gerätegeformt |
| 9 | P7806-1K | 1 | Aufbewahrungsbox klein                    |

Boxeneinlageplan und 2 Aufkleber